

15. Do not tamper with this pad in any way. There are no user-serviceable parts. If, for any reason, this pad does not function satisfactorily, return it to authorized service center at address given.
14. Carefully examine inner cover and line cord before each use. Discard the pad if inner covering or line cord shows any sign of deterioration.
13. Do not use the cord as a handle.
12. Never pull this pad by the line cord.
11. Do not sit on or crush pad – avoid sharp folds.
10. Do not use pins or other metallic means to fasten this pad in place.
9. Do not use where oxygen is being administered.
8. Never use pad without removable cover in place.
7. Burns can occur regardless of control setting; check skin under pad frequently.
6. Do not use on areas of insensitive skin.
5. This pad is not to be used on or by any individual with certain disabilities, sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless carefully attended.
4. Do not use on an infant or an animal.
3. Do not use while sleeping. Avoid falling asleep while using the product.

2. ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USING.
1. Read all instructions.
- DANGER – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:**

DO NOT DESTROY IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para utilizar su almohadilla masajeadora con calor Therma Luxe, enchufe el cable en una toma de corriente de 120 V, y luego al control. Para encender el calor, ponga el botón marcado “HEAT” en la posición “ON”. Para encender la función masajeadora, ponga el botón marcado “MASSAGE” en la posición deseada: “LO” para vibraciones bajas o “HI” para vibraciones altas. **No utilice el producto por más de 20 minutos a la vez.**

Temporizador integrado

La función masajeadora se apagará automáticamente después de aproximadamente 20 minutos. Para volver a encenderla, regrese el botón marcado “MASSAGE” en la posición “OFF”, y luego elija “LO” o “HI” otra vez. Importante: el calor no se apagará automáticamente.



- therapeutic use of this heating pad.
- **Consult your physician should you have any questions regarding** fracture or persistent pain.
 - undetermined calf pain or joint pain, or if you have poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, tumors, phlebitis and thrombosis, hemorrhages, inflammations of the skin, by a physician: if you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant
 - This heating pad should not be used in the following cases unless directed to OFF when done.
 - **This product does not have an automatic heat-off feature. Slide switch**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

24. Do not exceed 30 minutes of treatment at one time.
23. Do not use pad on sensitive skin or when taking medication that can cause sensitive skin.
22. Do not use pad underneath bedcovers and other types of blankets. Do not place covers, such as sheets and blankets, above pad. Only the cloth cover provided with the pad should be used.
21. Do not leave pad unattended, especially if children are present.
20. Do not put this pad in the microwave.
19. Place pad on top and not under the part of the body needing heat.
18. Keep the pad away from heated surfaces.
17. Loop cord loosely when storing; tight wrapping may damage cord and internal parts.
16. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
15. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
14. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
13. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
12. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
11. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
10. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
9. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
8. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
7. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
6. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
5. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
4. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
3. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
2. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
1. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

- PELIGRO– Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico e incendio, este producto debe usarse según las instrucciones siguientes:**
1. Lea todas las instrucciones.
 2. **SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
 3. No lo use mientras duerme. Procure no dormirse durante el uso.
 4. No lo use sobre bebés o animales.
 5. Este producto no debe ser usado por o sobre personas con alguna discapacidad, personas dormidas o inconscientes o personas con problemas de circulación, a menos que alguien vigile cuidadosamente el uso del mismo.
 6. No lo use en áreas insensibles
 7. Pueden ocurrir quemaduras, cualquiera que sea la temperatura usada. Examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente
 8. No lo utilice sin la funda removible.
 9. No lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
 10. Nunca use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este producto.
 11. No se siente encima del producto, ni lo aplaste. No lo doble con fuerza.
 12. Nunca jale el cable eléctrico.
 13. No agarre ni transporte el producto por el cable.
 14. Examine cuidadosamente el forro interior y el cable antes de cada uso. Deseche el producto si presenta algún signo de deterioro.
 15. No intente reparar o manipular indebidamente el producto. No contiene

- piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de mal funcionamiento, regrese el producto a un centro de servicio autorizado (véase la sección "Garantía").
16. No utilice esta almohadilla con linimentos, bálsamos o ungüentos que contengan ingredientes caloríferos; esto puede causar quemaduras. Use el producto en las zonas del cuerpo que requieren calor, sea para comodidad personal o para aliviar el dolor, según las recomendaciones de su médico o dentista.
 17. Al guardarla, enrolle holgadamente el cordón; hacerlo de forma ajustada puede dañar el cordón y las partes internas.
 18. Mantenga el producto alejado de superficies calientes.
 19. Ponga la almohadilla encima (no debajo) de las partes del cuerpo que requieran calor.
 20. No lo meta al microondas.
 21. Nunca descuide ni abandone la almohadilla mientras está funcionando, especialmente en la presencia de niños.
 22. No utilice la almohadilla debajo de una cobija u otro tipo de cubrecama. No la utilice debajo de sábanas/cobija. Utilícela solamente con la funda de tela provista.
 23. No utilice la almohadilla en la piel sensible o si toma medicina que cause sensibilidad de la piel.
 24. No exceda 30 minutos de tratamiento a la vez.
- ## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
- ### Precauciones
- Este producto no tiene una función de apagado automático del calor. Para apagar, deslice el botón de encendido/apagado de la función de calor (“HEAT”) hacia “OFF”.
 - Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted padece de



IB-14733A

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com
©2019 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520 / Glendale, AZ 85307

HP08F
18PA058165

**GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
(VÁLIDA EN LOS EE.UU.Y EN CANADÁ SOLAMENTE)**

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



Visit us on the web at www.conair.com
©2018 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520 / Glendale, AZ 85307

HP08F
18PA058165

IB-14733A