



AMPLIPOWER™ 60+

EASY-DIAL PHONE WITH VOLUME AND TONE ADJUSTMENT
TELEPHONE MULTIFONCTIONS A GRANDES TOUCHES
TELÉFONO MULTIFUNCIONES CON TECLAS GRANDES



English

Français

Español



Caution: This telephone product is specifically designed for people with hearing difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user. Care should therefore be exercised to ensure that any new users are familiar with this requirement.

Attention: Ce telephone peut etre destine aux personnes ayant des problemes d'audition. Il possede un ecouteur a volume variable. A la premiere utilisation, assurez vous que le bouton de reglage du volume soit positionne sur la position volume minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter a leur audition.

Precaución: Este producto telefónico ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición, y lleva un control de volumen a la altura del auricular para adaptarlo a las necesidades individuales. Habrá que tener un cuidado especial de ajustar el control de volumen al nivel mínimo aceptable por cada usuario respectivo. Deberá asegurarse de que todos los nuevos usuarios se familiarizan con este requisito.

CONTENTS

INSTRUCTIONS	4
DESCRIPTION	5
SETTING UP	
- Connecting the telephone	6
- Alarm and ring options	6
- Ringer settings	6
- Tone/Pulse switch (T/P)	7
- Time break recall switch (600/100)	7
- Hotel message waiting switch	7
- Wall mounting	8
USING THE PHONE	
- Answering incoming calls	9
- Volume and tone receiving	9
- Making a call	10
- Last number redial	11
- Recall, * & # buttons	11
- Mute button	11
- Storing telephone numbers	12
- Dialling stored numbers	12
REGULATORY COMPLIANCE	13
GUARANTEE	15

INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Congratulations on purchasing your Geemarc AMPLIPOWER60+™ telephone. This is a multifunction telephone which offers features such as hands free use, phone book.

It is important that you read the instructions below in order to use your Geemarc telephone to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

This guide explains how to use the following telephone:
AMPLIPOWER60+™

Unpacking the Telephone

When unpacking the telephone, you should find the following in the box:

- 1 AMPLIPOWER60+™ unit
- 1 AMPLIPOWER60+™ handset with curly cord
- 1 Mains power adaptor
- 1 Telephone line cord
- 1 User Guide
- 1 Wall Mount

DESCRIPTION



(*) : For these optional accessories, consult the retailer (see contact details at the end of this manual)

Caution: Repeated incremental exposure to amplification levels greater than 18dB may be harmful to individuals without hearing disabilities. Therefore, do not remove the warning label attached to the back of the handset. If it is likely that a visually impaired person will use the telephone, securely attach the provided warning printed in Braille to the back of the handset.

Note: In standard use, the amplifier turns off whenever you hang up the telephone. This is a useful feature if many people use the phone. If you want the amplifier to always remain on, slide the Volume Reset Override switch on the back of the phone to ON.

SETTING UP

1 - CONNECTING THE TELEPHONE

- Connect the handset cord
- Insert 4 x AAA alkaline batteries. Snap the battery door in place.

In case of power failure, batteries are required for the ring.

- Connect the line cord .
- Connect the PTT plug to the wall socket.
- Connect the 12V DC adaptor cord to the telephone.
- Connect the 12V DC adaptor to your wall socket (**).

(**) Classified “hazardous voltage” according to EN60950 standard.

2 - ALARM AND RINGER OPTIONS

A 3 position switch located on the right side of the phone allows the settings below:

- **0** : Only the ringer is activated.
- **((O))** : Ringer and shaker are activated.
- **⚡** : Ringer and strobe flash are activated.

3 - RINGER SETTINGS

A switch located on right side allows the ringer to be switched HI,LOW,OFF:



Your phone comes with the ringer switched to «High» and the melody set to «6».

SETTING UP

	Low	Middle	High
Melody 1	1	2	3
Melody 2	4	5	6 (by default)
Melody 3	7	8	9

If you don't like the ringer melody, you can choose a new one by changing the settings as follow:

- Lift the handset.
- Press **PROG** button.
- Press **#** button.
- Press any button 1 to 9.

Ringer will be activated on next call.

4 - TONE/PULSE SWITCH (T/P)

The Tone/Pulse switch is factory pre-set to Tone position (T). In the US, all telephone exchanges now use Tone dialling. If your phone does not dial out, it is probably being used from an older private switch-board (PBX). In this case, the Tone/Pulse switch must be moved to Pulse.

5 - TIME BREAK RECALL SWITCH (600/100)

For the US, the TBR switch is factory pre-set to 600ms. It can be switched to 100ms for other locations or PBX's.

6 - HOTEL MESSAGE WAITING SWITCH

These are used with the new services provided on hotel network.

A switch  located behind your phone allows to set **ON** the hotel message waiting function.

When the switch is setting **ON** and when you receive a message, the red light  is lit to inform you that you have a message on phone .

SETTING UP

7 - WALL MOUNTING

To wall-mount your telephone, slide out the clip, turn around and slide back into the wall mounting position (located in the base unit, just below the ear piece). This will ensure that the handset stays firmly in position. Make 2 holes in the wall 80mm apart, insert the wall plugs and the wall mounting screws. The screws should protrude from the wall by 6-7 mm. Place the phone onto the screw-heads and slide down to secure.

If you are using this telephone with a hearing aid, set your hearing aid to the “T” setting.

USING THE PHONE

1 - ANSWERING INCOMING CALL

Without headset:

- When an incoming call is received, the phone will ring, to answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

With headset (option):

- When an incoming call is received, and if you wish to answer the call with the headset, press the **SPKR** button and speak.
- On completion of the call, press the **SPKR** button again to release the line.

In handsfree mode:

- When an incoming call is received, the phone will ring, to answer the call press the **SPKR** button.
- On completion of the call, press the **SPKR** button to release the line.

2 - VOLUME AND TONE RECEIVING ADJUSTMENT



You can increase the volume and adjust the receiving tone according to your own hearing requirements. The button +60dB allows extra-receiving and tone functions to be activated or not during the conversation. When the function is activated, the red light of extra receiving and tone function located near the button +60dB is lit. Adjust the **TONE** and **VOLUME** buttons to remove.

Note:

When the switch located behind the phone is **ON**, the extra-receiving and tone functions are automatically activated each time you use the phone. When the switch is switched **OFF**, you will need to activate the function by pressing the button +60dB. Tone and volume adjustment 30dB to 60dB is only activated when the button **ON**.

USING THE PHONE

When this button is set to **OFF** only the volume can be adjusted from 0dB to 20dB.



3 - MAKING A CALL

Without headset:

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.

With headset (option):

- Press the **SPKR** button.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, press the **SPKR** button again to clear the line.

USING THE PHONE

In handsfree mode

- Press the **SPKR** button.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, press the **SPKR** button to release the line.
- If your correspondent doesn't answer your call, press the **SPKR** button again to release the line.

Note:

- To deactivate the handsfree function during a call, lift the handset. To activate the handsfree function during a call, press the **SPKR** button and place the handset on the cradle.
- During a call in handsfree, you can adjust the speaker volume to a desirable level.
Simply use the slide control VOLUME located on the left of the unit.

4 - LAST NUMBER REDIAL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and press **REDIAL** button.
- The previously dialed number will be automatically redialed (not in use for memory numbers).

5 - FLASH, * & # BUTTONS

These are used with the new services provided on digital exchanges. For details please contact your network operator.

6 - MUTE BUTTON

If you wish to speak privately to someone else in the room without your caller overhearing, press and hold the button **MUTE**. You will still be able to hear the callers but they cannot hear you during the mute operation. To resume normal conversation, release the **MUTE** button.

USING THE PHONE

7 - STORING TELEPHONE NUMBER

Your phone can store 12 direct memories including 3 priorities numbers (21 digits maximum for each memory).

For example, the 3 priority , ,  memories allow you to store the 3 numbers below:

- Local, Police, station
- Your doctor
- Family
- CS customer Service Key (**1-888-864-2446**)

It is recommended to store these numbers during installation

To store a number please follow instructions below:

- Lift the handset.
- Press **PROG** button .
- Press M1, M2, ..., or M9 or one of 3 priorities numbers to store your number.
- Dial the number.
- Press **PROG** button again.

Numbers will be lost after a few hours if you disconnect your phone. Entering a new number in memory will automatically erase the previous number.

Note: To dial an international number there should be a pause between the country code and the rest of the number. To enter a pause, press the REDIAL button.

8 - DIALLING STORED NUMBER

- Lift the handset and await the dial tone.
- Press appropriate button M1, M2, ..., or M9 or one of the 3 priorities , ,  numbers , the stored number will be dialled automatically.

To register your stored phone numbers, use the index card located under the base.

REGULATORY COMPLIANCE

- This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- All applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e. RJ11C) in the package with each piece of approved terminal equipment.
- A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirement adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the REN's of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
- If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your rights to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operation or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. This equipment is hearing aid compatible.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

REGULATORY COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TV's and VCR's; to minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

- If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact our customer service staff at: **1-888-864-2446** If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- Please follow instructions for repairing if any; otherwise do not alter or repair any part of device except as specified.

Opening the equipment or any attempt to perform repairs will void the warranty. For service or repairs, call 1-888-864-2446

(To setup the auto dial feature for Sonic Alert / Geemarc customer service the Green CS key must be programmed with the following phone number **1-888-864-2446**. Follow the directions for the emergency key programming on page **12** to program the CS customer Service Key.)

- Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation for information.

- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

- This equipment is hearing aid compatible.

GUARANTEE

Sonic Alert warrants the phone against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase. Should you experience a problem, contact our customer service department.

Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, Sonic Alert will repair or replace (our discretion) your phone at no cost, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your phone, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design.

Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or for the balance of the original one year warranty which ever one is greater.

The warranty does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. This includes shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories, Acts of God or failure in your phone service carrier's line service. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Sonic Alert representative. Tampering with the phone will void any written or implied warranties.

GUARANTEE

Sonic Alert shall not be responsible for loss of time, inconvenience, property damage caused by your phone or any other accidental or consequential damages

Warranty service is available only with proof of purchase.

Simply send the AMPLIPOWER60+™ (postpaid) and a copy of your sales slip as proof of purchase to:

**Sonic Alert Warranty Center 1081 West Innovation Dr. Kearney,
MO 64060 (RMA@sonicalert.info)**

IMPORTANT : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND
MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY
CLAIM

SonicAlert Warranty Center

1081 West Innovation Dr.

Kearney, MO 64060

Sales: 248-577-5400 Fax: 248-577-5433

Customer Service & Warranty: 1-888-864-2446

RMA@sonicalert.info

SOMMAIRE

INTRODUCTION	18
DESCRIPTIF	19
INSTALLATION	
- Raccordements	20
- Options d'alarme et de sonnerie	20
- Réglage de la sonnerie	20
- Fréquence vocale/décimale (interrupteur T/P)	21
- Interrupteur 600ms/100ms	21
- Service messagerie d'hôtel	21
- Position murale	22
UTILISATION	
- Répondre à un appel	23
- Réglage du volume et de la tonalité de réception	23
- Appeler	24
- Rappel du dernier numéro (bis)	25
- Touches R, * & #	25
- Fonction secret	25
- Mémoriser un numéro de téléphone	26
- Appel d'un numéro en mémoire	26
DECLARATION DE CONFORMITE	27
GARANTIE	30

INTRODUCTION

IMPORTANTES CONDITIONS DE SECURITE

Lors de l'utilisation de votre téléphone , des précautions de bases sont à prendre, cela afin de réduire les risques d'incendie, électrocution, blessures ... etc dont :

- Ne pas placer le téléphone dans un endroit à forte humidité. (salle de bains, évier, piscine .. etc)
- Ne pas placer l'appareil près d'un endroit trop chaud (feu).
- Ne pas utiliser le téléphone en cas de fuite de gaz. La moindre étincelle provenant de l'appareil pourrait provoquer une explosion.
- Eviter d'utiliser le téléphone durant un orage, mieux vaut le débrancher (risque de surtension)

Merci d'avoir acheté notre modèle "AMPLIPOWER60+™". Ce téléphone vous offre les avantages d'un téléphone multifonctions : main-libre, répertoire, affichage du nom et N° de l'appelant * , annonce vocale

Il est important de bien lire les instructions décrites dans cette notice afin de profiter d'une utilisation maximale de votre téléphone.

Vous trouverez dans ce manuel toutes les explications nécessaires pour utiliser le : AMPLIPOWER60+™

* Pour ce service , vous devez avoir souscrit auprès de votre opérateur:

Composition

Lors du déballage vous devez trouver :

- 1 Combiné
- 1 Base AMPLIPOWER60+™
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Cordon de ligne
- 1 Guide d'utilisateur
- 1 Montage mural

DESCRIPTION



(*) : Pour ces accessoires en option , consulter le revendeur (voir les coordonnées à la fin de ce manuel)

Attention : L'AMPLIPOWER60+ possède un amplificateur du volume de réception très puissant. Une écoute continue avec une amplification supérieure à 18 dB peut être dangereuse pour les personnes sans déficience auditive.

Veuillez ne pas enlever l'étiquette de mise en garde attachée à l'arrière du combiné. Si une personne ayant une déficience visuelle utilise le téléphone, veuillez coller l'étiquette de mise en garde en braille à l'arrière du combiné.

Note: en utilisation normale, l'amplificateur s'éteint à chaque fois que vous raccrochez le combiné. (Cette fonctionnalité est utile si plusieurs personnes utilisent le téléphone). Si vous voulez que l'amplificateur reste toujours activé, basculez alors l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil sur ON.

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS

- Branchez le cordon du combiné
- Inserez 4 piles (AAA) dans le compartiment situé en dessous de l'appareil.

En cas de coupure secteur, les piles sont nécessaires au fonctionnement de la sonnerie.

- Branchez le cordon de ligne .
- Branchez le conjoncteur téléphonique dans votre prise téléphonique murale.
- Branchez le cordon d'adaptateur secteur .
- Branchez l'adaptateur secteur au réseau électrique .

2 - OPTIONS D'ALARME ET DE SONNERIE

Un commutateur 3 positions situé sur le côté droit de l'appareil vous permet de choisir le type d'alarme:

- **0** : seule la sonnerie est activée.
- **((O))** : la sonnerie et le vibreur sont activés.
- **⚡** : la sonnerie et le flash sont activés.

3 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur situé sur le côté droit de l'appareil permet de régler la sonnerie:



: désactivée



:faible



:forte

Votre téléphone est positionné sur «Forte» et la mélodie est positionnée sur «6».

INSTALLATION

	Faible	Moyen	Fort
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (par défaut)
Melodie 3	7	8	9

Si la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer le réglage :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **PROG**.
- Appuyez sur la touche **#**.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

4 - FREQUENCE VOCALE OU DECIMALE (T/P)

Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode fréquence vocale (T). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode fréquence décimale (P), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffira alors de commuter l'interrupteur T/P situé en dessous du téléphone sur la position P pour remédier à ce problème.

5 - INTERRUPTEUR 600/100ms

Cet interrupteur doit être positionné sur 600 pour les US, il peut être positionné sur 100 pour d'autres pays ou utilisation avec un PABX.

6 - SERVICE MESSAGERIE D'HOTEL

Ce service, uniquement utilisé sur certains autocommutateurs privés (hôtel par exemple), permet de prévenir de l'arrivée d'un message, fax, colis ... par l'intermédiaire du voyant  qui s'allume.

Un interrupteur situé derrière votre téléphone permet d'activer cette fonction (**ON**).

Lorsque cette fonction est activée et que vous avez un message, le voyant rouge  sera allumé pour vous informer du message.

INSTALLATION

7 - POSITION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner et le réinsérer. Percez 2 trous verticaux distants de 80 mm dans votre mur pour y insérer 2 chevilles avec leurs vis . Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Placez votre téléphone sur les têtes de vis et faites glisser ensuite votre téléphone dans les ouvertures .

UTILISATION

1 - REPONDRE A UN APPEL

Sans casque:

- Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

Avec casque (option):

- Lorsque le téléphone sonne et si vous avez choisi de répondre aux appels avec votre casque, appuyez sur la touche **SPKR** pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche **SPKR** pour libérer la ligne.

En mode mains libres:

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche **SPKR** .
- La conversation terminée, appuyez sur la touche **SPKR** pour libérer la ligne.

2 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION


Vous pouvez amplifier le volume et la tonalité de réception de votre combiné. La touche +60dB permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du réglage de volume et de tonalité situé près de la touche +60db est allumé. Les touches, **TONE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité ou le volume de réception.

Note:


Lorsque l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil est sur **ON** , la fonction est automatiquement activée à chaque décroché de votre combiné. Si l'interrupteur est sur la position **OFF**, il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche +60dB.

UTILISATION

Le réglage de la tonalité et du volume de 30dB à 60dB n'est activé que lorsque la touche +60dB est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF** seul le volume peut être réglé de 0dB à 20dB.



AMPLIPOWER60+™



3 - APPELER

Sans casque:

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

Avec casque:

- Appuyez sur la touche **SPKR**.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche **SPKR** pour libérer la ligne.

UTILISATION

- En mode mains libres

- Appuyez sur la touche **SPKR**, vous entendez la tonalité à travers le haut parleur.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche **SPKR** pour libérer la ligne.
- Si votre correspondant ne répond pas, libérez la ligne en appuyant sur la touche **SPKR**.

Note:

- Pour désactiver le mode mains libres durant une conversation, décrochez le combiné. Pour activer le mode mains libres durant une conversation, appuyez sur la touche **SPKR** puis raccrochez le combiné
- En mode mains libres, vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur à l'aide du bouton **VOLUME** situé sur le côté gauche de votre appareil.

4 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO (BIS)

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **REDIAL**, le numéro de votre correspondant se re-compose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

5 - TOUCHE FLASH , * &

Touches d'accès aux Services des opérateurs téléphoniques (Rappel d'enregistreur, Signal d'Appel, Conversation à Trois).

6 - FONCTION SECRET

Cette touche **MUTE** permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

- Appuyez et maintenez la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
- Relâchez la touche **MUTE** pour rétablir la conversation.

UTILISATION

7 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 12 mémoires directes dont 3 prioritaires (21 chiffres maximum par mémoire). Les 3 mémoires prioritaires    permettent de mémoriser par exemple les 3 numéros suivants:

- POMPIER
- POLICE
- VOTRE MEDECIN
- CS Service Clientèle (1-888-864-2446)

**Pensez à enregistrer
ces numéros
lors de l'installation**

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **PROG**.
- Appuyez sur une des touches M1, M2, ..., ou M9 ou sur une des trois touches prioritaires pour enregistrer votre numéro.
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez de nouveau sur la touche **PROG**.

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

Note: L'enregistrement de certains numéros à destination de l'étranger nécessite l'insertion d'une pause dans la numérotation après l'indicatif du pays. Pour insérer une pause, appuyez sur la touche REDIAL.

8 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur une des touches M1, M2, ..., ou M9 ou sur une des trois touches    le numéro en mémoire se recompose automatiquement.

Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base.

DECLARATION DE CONFORMITE

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L'UTILISATEUR CONCERNANT SES DROITS ET OBLIGATIONS ET CEUX DE LA COMPAGNIE DE TELEPHONE SONT ENONCES CI-DESSOUS.

Cet appareil est conforme à la section 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux normes adoptées par l'ACTA. En dessous de l'appareil se trouve une étiquette qui présente, entre autres renseignements, l'identificateur du produit sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni sur demande à la compagnie de téléphone.

Tous les codes USOC de certification applicables aux connecteurs de ce matériel sont fournis (c.-à.d. RJ11C) dans l'emballage avec chacune des pièces d'équipement terminal approuvé.

La fiche et le jack servant à connecter cet appareil au câblage résidant et au réseau téléphonique doivent être conformes aux dispositions de la section 68 de la réglementation FCC applicable et aux normes adoptées par l'ACTA. Ce produit comporte un cordon téléphonique et une prise modulaire conformes. Il est conçu pour être connecté à un jack modulaire compatible qui soit également conforme. Pour en savoir plus, reportez-vous aux directives d'installation.

On utilise l'indice d'équivalence de sonnerie (REN) pour déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à la ligne téléphonique. Si la somme des indices REN dépasse la limite prévue sur la ligne téléphonique, les appareils risquent de ne pas sonner en réponse à un appel entrant.

Dans la plupart des régions, la somme des indices REN ne doit pas être supérieure à cinq (5). Pour connaître précisément le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne, conformément à la somme des indices REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. [Dans le cas des produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice REN fait partie de l'identificateur du produit sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par 1,0B pour les É.-U. sont l'indice REN sans le point décimal (par ex., 03 est un indice REN de 0.3). Dans le cas des produits antérieurs, l'indice REN est indiqué séparément sur l'étiquette.]

Si ce produit cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera d'avance qu'elle peut exiger l'interruption temporaire du service. Cependant, si cet avis préalable s'avère impossible, la compagnie de téléphone avisera l'abonné le plus tôt possible. Par ailleurs, vous serez avisé de vos

DECLARATION DE CONFORMITE

droits de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son matériel, son fonctionnement ou ses procédés, ce qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de votre équipement.

Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous transmettra un avis préalable afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires au maintien du service sans interruption.

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil, veuillez communiquer avec :

Sonic ALERT 1050 East Maple Troy , MI, 48083 T : 1-888-864-2446

[Pour configurer la touche verte CS (Service Clientèle Sonic Alert/ Geemarc Telecom). Vous devez programmer votre mémoire avec le numéro de téléphone suivant **1-888-864-2446**. Suivre les indications à la programmation des touches d'urgences page **26** pour la touche CS (Service Clientèle).]

Pour renseignements sur la réparation ou la garantie. Si l'équipement cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone est en droit de vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Veuillez suivre les directives si vous devez réparer l'appareil (par ex. la section sur le remplacement des piles); sinon, évitez de modifier ou de réparer quelque pièce que ce soit de l'appareil sauf suivant la procédure spécifiée.

La connexion à un service de ligne partagée est assujettie aux tarifs établis dans chaque région.

Pour en savoir , voir avec les autorités responsables des services d'utilité publique dans votre région.

NOTE : Si votre résidence est dotée d'un système d'alarme à câblage spécial relié à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation du téléphone ne neutralise pas votre dispositif d'alarme. Si vous avez des questions à ce sujet, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié. Cet équipement est compatible avec les prothèses auditives.

MISE EN GARDE : Toute modification apportée à l'appareil et non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité peut compromettre le droit de l'utilisateur d'exploiter l'appareil.

DECLARATION DE CONFORMITE

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux restrictions imposées aux périphériques numériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si l'équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement ledit équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger la situation d'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Pour obtenir de l'assistance, adressez-vous au concessionnaire ou à un technicien spécialisé dans les téléviseurs.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel, rapprochez-vous de votre point de vente.

Retourner simplement votre AMPLIPOWER60+™ (port dû) avec une copie de votre preuve d'achat à :

**Sonic Alert Warranty Center 1081 West Innovation Dr. Kearney,
MO 64060 (RMA@sonicalert.info)**

SonicAlert Warranty Center

1081 West Innovation Dr.

Kearney, MO 64060

Sales: 248-577-5400 Fax: 248-577-5433

CSERVICE client et garantie: 1-888-864-2446

RMA@sonicalert.info

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	32
DESCRIPCIÓN	33
INSTALACIÓN	
- Conexiones	34
- Opciones de alarma y timbre	34
- Ajuste del timbre	34
- Frecuencia vocal/decimal (interruptor T/P)	35
- Interruptor 600ms/100ms	35
- Servicio mensajería de hotel	35
- Posición mural	36
UTILIZACIÓN	
- Responder a una llamada	37
- Ajuste del volumen y el tono de recepción	37
- Llamar	38
- Rellamada al último número marcado (bis)	39
- Teclas R, * & #	39
- Función secreto	39
- Memorizar un número de teléfono	40
- Llamar a un número de la memoria	40
AVISO DE REGISTRO DEL APARATO	41
GARANTÍA	44

INTRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se disponga a utilizar un equipo de teléfono, habrá que tomar siempre unas medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y de cualquier daño a la integridad física de las personas, como las siguientes:

1. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, junto a una bañera, un lavabo, una fregadera o un lavadero, ni lo coloque sobre el suelo húmedo ni cerca de una piscina.
2. No utilice un teléfono (salvo el tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Cabe la posibilidad de riesgo remoto de descarga eléctrica provocada por un rayo.
3. No utilice el teléfono para notificar una fuga de gas si se encuentra en las proximidades de la fuga en cuestión.
4. Utilice únicamente el cable de alimentación y las baterías/pilas que se indican en este manual. No se deshaga de las pilas arrojándolas al fuego bajo ningún concepto. Podrían explotar. Consulte los códigos locales por si hubiera algunas instrucciones especiales de eliminación.

CONSERVE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES!

Felicidades por haber comprado un teléfono Geemarc AMPLIPOWER60+™. Este es un teléfono multifunción con funciones como el manos libres, la agenda de teléfonos y la identificación del número de llamada entrante* y anuncio de voz. Es importante que lea las siguientes instrucciones para saber aprovechar todo el potencial de su teléfono Geemarc. Guarde las siguientes instrucciones de funcionamiento en un lugar seguro por si deseara consultarlas en un futuro.

En esta guía se explica cómo se utiliza el siguiente teléfono: AMPLIPOWER60+™
*para utilizar la función de identificación de número de llamada entrante, deberá suscribirse al servicio de identificación de número de llamada entrante con su proveedor telefónico

Contenido del teléfono

En el interior del embalaje del teléfono deberá encontrar lo siguiente:

- 1 unidad AMPLIPOWER60+™
- 1 cable telefónico
- 1 auricular portátil AMPLIPOWER60+™ con cable enroscado
- 1 instrucciones de funcionamiento
- 1 adaptador eléctrico
- 1 Montaje mural

DESCRIPCIÓN



(*) : Para estos accesorios opcionales, consulte al minorista (ver datos de contacto al final del manual)

Precaución: Una exposición intensa y repetida a unos niveles de amplificación superiores a 18dB puede resultar perjudicial para personas sin deficiencias auditivas. Por tanto, no retire la etiqueta de advertencia que se encuentra en la parte posterior del teléfono. En caso de que una persona con deficiencias visuales utilizar el teléfono, coloque en la parte posterior del teléfono la etiqueta de advertencia en Braille que se adjunta.

Nota: En el modo de funcionamiento estándar, el amplificador se desconecta siempre que se cuelga el teléfono. Esta función puede resultar de utilidad cuando varias personas utilizan el teléfono. Si desea que el altavoz se mantenga siempre conectado, coloque el interruptor de Control de Desconexión de Volumen (Volume Reset Override) situado en la parte posterior del teléfono en posición de ON.

DESCRIPCIÓN

1 - CONEXIONES

- Enchufe el cable del Terminal
- Introduzca 4 pilas (AAA) en el compartimento que se encuentra debajo del aparato.

Las pilas son necesarias para que suene el timbre si se produce un corte de electricidad.

- Conecte el cable de línea
- Conecte el cable del vibrador si es necesario.
- Conecte el cable del casco si es necesario.
- Conecte el disyuntor telefónico al enchufe telefónico de la pared.
- Conecte el cable del adaptador a la red eléctrica
- Conecte el adaptador al enchufe de la red eléctrica

2 – OPCIONES DE ALARMA Y TIMBRE

Un conmutador 3 posiciones que se encuentra en el lado derecho del aparato le permite elegir el tipo de alarma:

- **0** : sólo se activa el timbre.
- **((O))** : se activan el timbre y el vibrador.
- **⚡** : se activan el timbre y el fash.

3 – AJUSTE DEL TIMBRE

Un conmutador que se encuentra en el lado derecho del aparato permite ajustar el timbre:

-  : desactivado  : bajo,  : Alto

El teléfono viene ajustado en “Alto” y la melodía en “6”.

INSTALACIÓN

Si el timbre no es de su agrado, seleccione otro ajuste entre las 9 opciones siguientes:

	Bajo	Medio	Fuerte
Melodía 1	1	2	3
Melodía 2	4	5	6 (per defecto)
Melodía 3	7	8	9

Siga el procedimiento siguiente para cambiar el ajuste:

- Descuelgue el teléfono.
- Pulse la tecla **PROG**.
- Pulse la tecla **#**.
- Pulse una cifra del 1 al 9.

4 – FRECUENCIA VOCAL O DECIMAL (T/P)

El teléfono se suministra en modo de frecuencia vocal (T). Si la central telefónica de la que usted depende funciona en modo de frecuencia decimal (P) le será imposible realizar las llamadas; para solucionar el problema sólo tiene que colocar el interruptor T/P que se encuentra en la parte inferior del teléfono en la posición P.

5 - INTERRUPTOR 600/100ms

En US, este interruptor debe estar colocado en 600, pero se puede colocar en 100 para otros países o utilizarlo con un PABX.

6 – SERVICIO MENSAJERÍA DE HOTEL

Este servicio sólo se utiliza con algunos autoconmutadores privados (por ejemplo de hotel); permite avisar de que ha llegado un mensaje, fax, paquete... al encenderse el piloto .

Un interruptor que se encuentra en la parte trasera del teléfono permite activar esta función (**ON**).

Si la función está activada y recibe un mensaje, se encenderá el piloto rojo  para informarle del mensaje.

INSTALACIÓN

7 – POSICIÓN MURAL

Para sujetar el terminal en posición vertical, quite el saliente que se encuentra en la base, gírelo y vuelva a introducirlo. Haga 2 orificios verticales, a 80 mm de distancia, en la pared para introducir las 2 clavijas. Deje que los tornillos sobrepasen 6-7mm. Coloque el teléfono sobre las cabezas de los tornillos y deje que se deslice en las aberturas .

UTILIZACIÓN

1 – RESPONDER A UNA LLAMADA

Sin cascos:

- Cuando suene el teléfono, descuelgue y hable con su interlocutor.
- Cuelgue para liberar la línea.

Con cascos (opción):

- Cuando suene el teléfono, si ha elegido responder a las llamadas con los cascos, pulse la tecla **SPKR** para hablar con su interlocutor.
- Una vez terminada la conversación, pulse la tecla **SPKR** para liberar la línea.

En modo manos libres:

- Cuando suene el teléfono, pulse la tecla **SPKR**.
- Una vez terminada la conversación, pulse la tecla **SPKR** para liberar la línea.

2 – AJUSTE DEL VOLUMEN Y DEL TONO DE RECEPCIÓN

Puede aumentar el volumen y ajustar el tono de recepción dependiendo de sus propias necesidades auditivas. El botón +60dB permite la activación o desactivación de las funciones extra de recepción y de tono durante la conversación.

Cuando se haya activado la función, se encenderá la luz roja de función de recepción y de tono extra situada junto al botón + 60dB. Ajuste los botones de **TONO** y **VOLUMEN** para eliminarlo


Uso del teléfono

Nota:


Cuando esté conectado (en posición **ON**) el interruptor situado en la parte posterior del teléfono, se activarán automáticamente las funciones de volumen y tono de recepción extra cada vez que vaya a utilizar el teléfono. Cuando esté desconectado el interruptor (en posición **OFF**), tendrá que activar la función pulsando el botón +60dB.

UTILIZACIÓN

Sólo se activa el ajuste de tono y de volumen de 30dB a 60dB cuando el botón se encuentre en ON (con conexión). Cuando el botón está en OFF (desconectado), sólo se puede ajustar el volumen de 0dB a 20dB.



AMPLIPOWER60+™



3 - LLAMAR

Sin cascos:

- Descuelgue el teléfono.
- Marque el número de su interlocutor.
- Una vez terminada la conversación, cuelgue para liberar la línea.

UTILIZACIÓN

Con cascos:

- Pulse la tecla **SPKR**.
- Marque el número de su interlocutor.
- Una vez terminada la conversación, pulse la tecla **SPKR** para liberar la línea.

En modo manos libres

- Pulse la tecla **SPKR** y oirá el tono a través del altavoz.
- Marque el número de su interlocutor.
- Una vez terminada la conversación, pulse la tecla **SPKR** para liberar la línea.
- Si su interlocutor no responde, libere la línea pulsando la tecla **SPKR**.

Nota:

- Para desactivar el modo manos libres durante una conversación, cuelgue el teléfono. Para activar el modo manos libres durante una conversación, pulse la tecla **SPKR** y cuelgue después.
- En modo manos libres, puede ajustar el volumen del altavoz con ayuda del botón **VOLUMEN** que se encuentra en el lateral izquierdo del aparato.

4 – RELAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO (BIS)

- Descuelgue el teléfono.
- Pulse la tecla **REDIAL** y el número de su interlocutor se marcará automáticamente (no funciona para los nº de la memoria).

5 - TECLAS FLASH , * &

Teclas de acceso a los servicios de Télécom (Recordatorio de grabadora, Señal de llamada y Conversación a tres).

6 – FUNCIÓN SECRETO

Esta tecla **MUTE** permite cortar puntualmente el micrófono en el transcurso de la comunicación.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla. Su interlocutor no podrá oírle.
- Suelte la tecla **MUTE** para seguir con la conversación.

UTILIZACIÓN

7 – MEMORIZAR UN NÚMERO DE TELÉFONO

Su teléfono tiene 12 memorias directas, 3 de ellas prioritarias (21 cifras como máximo por memoria). Las 3 memorias prioritarias    permite memorizar, por ejemplo, los 3 números siguientes:

- BOMBEROS
- POLICÍA
- SU MÉDICO
- Tecla de servicio al cliente CS (1-888-864-2446)

No se olvide de grabar estos números cuando haga la instalación

Siga el procedimiento que se describe a continuación para memorizar los números:

- Descuelgue el teléfono.
- Pulse la tecla **PROG**.
- Pulse una de las teclas M1, M2, ..., o M9 o una de las tres teclas prioritarias para grabar el número.
- Marque el número que desea memorizar.
- Pulse de nuevo la tecla **PROG**.

Los números se perderán al cabo de unas horas si desconecta el teléfono.

Al grabar un nuevo número se borra la memoria anterior.

Nota: Cuando marque un número internacional, tiene que haber una pausa entre el código de país y el resto del número. Para introducir la pausa, pulse el botón de rellanada.

8 – LLAMADA DE UN NÚMERO EN MEMORIA

- Descuelgue el teléfono.
- Pulse una de las teclas M1, M2, ..., o M9 o una de las tres teclas    y el número en memoria se marcará automáticamente.

Para ver los números grabados, utilice la agenda que se encuentra debajo de la base.

AVISO DE REGISTRO DEL APARATO

A CONTINUACIÓN SE INFORMA SUCINTAMENTE SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL USUARIO Y A LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA.

- Este aparato cumple con las disposiciones de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA (Asociación estadounidense de Telecomunicaciones por Frecuencias Portadoras). La base del aparato lleva adherida una etiqueta que contiene, además de otra información, un identificador de producto en el formato US:AAAEQ##TXXXX. De solicitarse, deberá comunicarse este número a la compañía telefónica.

- Cada uno de los componentes terminales del aparato ha venido acompañado dentro del embalaje con el correspondiente código de pedido de servicio uniforme (USOC por sus siglas en inglés) aplicable a conectores estandarizados (es decir, el RJ11C).

- Cualquier terminal de conexión y roseta telefónica o tomacorriente que se utilice para conectar este aparato a la red de suministro eléctrico y telefonía del lugar donde se va a utilizar deben cumplir las disposiciones pertinentes

de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA.

Este aparato viene con un cable telefónico provisto de un terminal de conexión que cumple las normas. Está diseñado para ser conectado en

una roseta telefónica compatible que también cumpla las normas. En las instrucciones de instalación se encontrará información detallada.

- El REN resulta útil para determinar la cantidad de aparatos que puede conectar a su línea de teléfono y que todos ellos puedan sonar cuando reciba una llamada a su número de teléfono. En la mayoría de las zonas, la suma de REN de todos los dispositivos conectados a una línea no deberá ser mayor de cinco (5.0). Para asegurarse del número de aparatos que puede conectar a su línea, según determine el REN, debe ponerse en contacto con su compañía telefónica para determinar el REN máximo para su zona de llamada.

- Si este aparato provoca daños en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con anticipación que quizás sea necesario suspender temporalmente el servicio. Sin embargo, si la compañía telefónica no pudiera avisar con anticipación al cliente, lo hará lo antes posible. De igual forma, se le avisará acerca de su derecho a presentar un reclamo ante la FCC si usted lo considera necesario.

AVISO DE REGISTRO DEL APARATO

- Este equipo no podrá ser utilizado con el servicio de monedas que facilita la compañía telefónica. La conexión a party lines (líneas en grupo) está sujeta a tarifas estatales. Este equipo es compatible con audífonos.

Aviso: Los cambios o modificaciones de esta unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable de la homologación, podrían desautorizar al usuario para el uso de este equipo.

NOTA: Se han realizado las pruebas pertinentes en el presente equipo y se ha comprobado que se encuentra dentro de los límites y tolerancias para aparatos digitales Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Dichos límites y tolerancias han sido diseñados para aportar una protección razonable contra cualquier interferencia nociva en una instalación típica residencial. Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que podrían ocasionar interferencias en aparatos de TV o VCR próximos; para minimizar o evitar dichas interferencias, no deberá colocarse la base del teléfono inalámbrico cerca ni sobre un aparato de TV o VCR; y, si se sufrieran interferencias, alejando el teléfono inalámbrico de dichos aparatos se conseguirá reducir o eliminar las interferencias. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se vayan a producir interferencias en una instalación particular. Si este equipo diera lugar a interferencias nocivas para la recepción de radio o televisión, las cuales pudieran constatarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito que no sea el mismo al que esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con su distribuidor comercial o con un técnico de radiotelevisión con experiencia si necesitara asistencia.
- La compañía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del teléfono. Si esto sucede, la compañía telefónica le avisará con anticipación a fin de que usted realice las modificaciones necesarias para que el servicio no se vea interrumpido.

AVISO DE REGISTRO DEL APARATO

- Si se presentan problemas con este aparato telefónico y desea información sobre reparaciones o la garantía, comuníquese con At.: **1-888-864-2446**

(Para configurar la función de autodiscado para el servicio al cliente Sonic Alert / Geomarc hay que programar la tecla Verde CS con el siguiente número telefónico: 1-888-864-2446. Siga las instrucciones para la programación de la tecla de emergencia en la página 40 para programar la tecla Servicio al cliente CS).

Si el aparato está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle la desconexión del aparato hasta la resolución del problema.

- Observe las instrucciones de reparación que se hayan dado (p.ej., las contenidas en la sección sobre cambio de baterías); de no existir instrucciones, límitese a modificar o reparar las partes del aparato en la forma especificada.

- La conexión al servicio de línea de varios abonados está sujeta a las tarifas aplicables localmente.

Si desea información al respecto, comuníquese con la autoridad de servicios públicos, la autoridad fiscalizadora de telecomunicaciones o la empresa de suministro público del estado.

- AVISO: Si su hogar cuenta con un sistema de alarma con cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que éste no sea desactivado por la instalación del teléfono. Si tiene preguntas acerca de lo que podría desactivar su sistema de alarma, consulte a la compañía telefónica o a un especialista en instalaciones.

- Este aparato es compatible con prótesis auditivas.

GARANTÍA

Desde el momento en el que se adquiere un producto Sonic Alert ofrece una garantía de un año para las piezas y mano de obra. Tendrá validez a partir de la fecha que aparece en la factura de compra. Durante este tiempo, todas las reparaciones y recambios (usted elige la opción que prefiera) serán gratuitos. Si tuviera cualquier problema, llame a nuestra línea de asistencia técnica. La garantía no cubre accidentes, negligencias ni la rotura de ninguna de sus piezas. No deberá modificar ni desmontar el producto nadie que no sea un representante autorizado de Sonic Alert. La garantía Sonic Alert marca límite alguno a sus derechos legales.

Devuelva su AMPLIPOWER60+™ (en portes debidos) con una copia de la prueba de compra a:

**Sonic Alert Warranty Center 1081 West Innovation Dr. Kearney,
MO 64060 (RMA@sonicalert.info)**

IMPORTANTE: EL RECIBO FORMA PARTE DE LA GARANTÍA Y DEBERÁ CONSERVARSE Y MOSTRARSE EN CASO DE EXISTIR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

SonicAlert

Centro de Garantía Sonic Alert
1081 West Innovation Dr.
Kearney, MO 64060

Ventas: 248-577-5400 Fax: 248-577-5433
Servicio al cliente y garantía: 1-888-864-2446
RMA@sonicalert.info